


I-View[™] Software for Contrast Enhanced 2D Imaging

Una poderosa plataforma, muchas posibilidades de imágenes

El Software Selenia[®] Dimensions[®] I-View para imágenes mejoradas con contraste proporciona información de imágenes funcionales en 2D altamente detalladas con el fin de mejorar la precisión en la detección del cáncer de mama.

Con el I-View Software, las imágenes en 3D del Mamógrafo HOLOGIC también se pueden combinar con CE2D (Imágenes con contraste mejorado), creando poderosos estudios con los beneficios de imágenes de alta calidad y ventajas comprobadas.

I-View CE2D Imaging es una actualización simple a cualquier sistema Selenia Dimensions, dando a las prácticas de imagenología mamaria un camino eficiente para ampliar las capacidades de diagnóstico.



I-View™ Software for Contrast Enhanced 2D Imaging

Más datos de pacientes, un flujo de trabajo sin interrupciones

- El sistema Selenia Dimensions adquiere imágenes de alta y baja energía en secuencias rápidas, revelando información clara sobre la dinámica del contraste.
- El software I-View proporciona información de contraste 2D para imágenes de mamografía 2D y 3D con calidad de imagen y optimización de la dosis diseñada específicamente para la obtención de imágenes CE2D
- El CE2D Imaging se puede utilizar con cualquiera de las paletas de compresión Selenia Dimensions, manteniendo facilidad de uso para el técnico y comodidad del paciente durante el posicionamiento.

Opciones del Software Selenia Dimensions I-View

Estándar

- Opciones del Software Selenia Dimensions I-View
- El software posee licencia
- Filtro de cobre
- Manual de usuario
- Garantía del Software de 1 año

Requisitos

- El software Selenia Dimensions es 1.8.3 o superior
- Licencia de diagnóstico

Para obtener información técnica adicional, consulte la hoja de datos del Selenia Dimensions.

Selenia Dimensions – Optimizado para contraste mejorado en imágenes 2D

Selenia Dimensions es una plataforma de imágenes mamarias diseñada para ofrecer una corriente continua de mejoras y nuevas tecnologías para la detección y el diagnóstico de cáncer de mama.

1 No disponible en todos los mercados.

2 El modo de imagen CE2D del software I-View en modo combinado requiere la compra de un sistema u opción de tomosíntesis Selenia DI

hologic.com | info@hologic.com | +1.781.999.7300

Genius 3D Mammography and 3D Mammography exams available on the Hologic Selenia Dimensions 3D system.

SS-00209-EUR-EN Rev 002 (02/2016) ©Hologic Inc. 2016 All rights reserved. Printed in Europe. Specifications subject to change without notice. Hologic, 3D Mammography, Dimensions, I-View, Selenia, and associated logos are trademarks and/or registered trademarks of Hologic, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. This information is intended for medical professionals and is not intended as a product solicitation or promotion where such activities are prohibited. Because Hologic materials are distributed through websites, eBroadcasts and tradeshow, it is not always possible to control where such materials appear. For specific information on what products are available for sale in a particular country, please contact your local Hologic representative or write to womenshealth@hologic.com